



FAUNA STENT™

Stent Traqueal

Dispositivo de liberación
con diseño resistente al
acodamiento (*kinking*)




Función de recuperación


Tratamiento revolucionario para el colapso traqueal canino

Ahora es posible tratar el colapso traqueal con FAUNA STENT™

1. Mínima formación de tejido de granulación.
2. No se reportaron casos de problemas técnicos después del procedimiento.
3. Alta visibilidad con 9 marcadores radiopacos.
4. Excelente flexibilidad gracias al diseño artesanal Hook & Cross.
5. Fuerza radial optimizada.
6. La minimización del acortamiento garantiza un posicionamiento de alta precisión.
7. No se han reportado casos de fractura ni colapso del stent.
8. Amplia gama de tamaños para diferentes necesidades.
9. Procedimiento simple y fácil con función de recaptura.



Antes



Después

Fuente

<Tokyo University of Agriculture and Technology>

- Signos clínicos: Tos y dificultad respiratoria
- Paciente: Yorkshire Terrier, 10 años de edad, macho, 3.3 kg
- Stent: Diámetro 8mm & Longitud 7cm

Indicado para:

Colapso traqueal

- La terapia con medicamentos es ineficaz.
- El procedimiento quirúrgico extraluminal (outside-ring) es difícil de realizar.
- Disnea.


Colapso traqueal en fase inicial progresiva

- El tratamiento oportuno contribuye a inhibir la progresión del colapso traqueal.


Características

Material

* Nitinol: Alambre de aleación de níquel y titanio con memoria de forma.




- **Excelente flexibilidad.**
- **No se han reportado casos de fractura o colapso del stent gracias a su baja fuerza axial.**



Marcador radiopaco

Tres ubicaciones: al principio, en el centro y al final del stent.



Irritación mínima

No se han reportado casos de formación de tejido de granulación hasta ahora. (Resultado de estudio clínico: seguimiento de pacientes durante más de 2 años sin evidencia de formación de tejido de granulación..)

Especificación (Soluciones de stents personalizadas disponibles bajo pedido)

P/N	Stent	
	Diámetro (mm)	Longitud (mm)
06-040-050	6	40
06-050-050	6	50
06-060-050	6	60
06-070-050	6	70
06-080-050	6	80
06-090-050	6	90
06-100-050	6	100

P/N	Stent	
	Diámetro (mm)	Longitud (mm)
08-040-050	8	40
08-050-050	8	50
08-060-050	8	60
08-070-050	8	70
08-080-050	8	80
08-090-050	8	90
08-100-050	8	100

P/N	Stent	
	Diámetro (mm)	Longitud (mm)
10-040-050	10	40
10-050-050	10	50
10-060-050	10	60
10-070-050	10	70
10-080-050	10	80
10-090-050	10	90
10-100-050	10	100

Dispositivo de entrega

- **Diámetro :** 10.2 Fr/3.4mm
- **Longitud útil:** 500 mm

*JPI's FAUNA STENT™ Es el primer stent traqueal desarrollado y aprobado como solución específica para caninos en Corea. (Korea Animal & Plant Quarantine Agency #113-1 and #113-2)

Precaución

- Medicación: 14 días (antes y después del procedimiento).
- No usar en casos de parálisis laringea.
- Se recomienda la pérdida de peso para obtener resultados óptimos.
- No utilizar en casos de redundancia del músculo traqueal.



Contáctenos
WELLGO S. DE R.L. DE C.V.
 Insurgentes Sur 2453, Torre Murano
 Cel: 72 9111 4768 Tel: 55 8014 8107
 Correo: ventas@wellgomexico.com
 Sitio web: www.wellgomexico.com

In Partnership with
M.I.Tech
 Expanding Quality of Life